




# NUEVA LINEA VETERINARIA

BIOGENETS LLC incorpora a su panel un equipo para el cuidado de animales de compañía y de producción.

# CUIDADO DE MASCOTAS SIMPLIFICADO Y MEJORADO

Estamos dedicados al cuidado de la salud de los animales tanto de compañía como de producción.

Proveemos una amplia variedad de tests, con una solución amigable, rápida y flexible para obtener los resultados en tan solo un análisis, simplificando el cuidado de sus animales.





PointCare V3 ofrece información confiable de diagnóstico, es la innovación inteligente que perfecciona las experiencias médicas de forma eficiente y precisa.

Este equipo de alta tecnología les brinda determinaciones cuantitativas in vitro de analitos químicos clínicos en sangre entera, suero o plasma. El análisis completo requiere 100  $\mu$ L de muestra y es capaz de proporcionar resultados en 13 minutos.

Tiene una gran ventaja de costo-calidad.

# AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYZER





## 1. FÁCIL DE USAR

Este sistema esta completamente automatizado

## 2. RESULTADOS RÁPIDOS

Tres simples pasos y resultados en 13 minutos

## 3. MEDIDAS PRECISAS

Su tecnología avanzada garantiza resultados precisos

## 4. COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS

Diseño para sistemas de información de clínicas veterinarias, hospitales y laboratorios


## 5. PANEL DE PRUEBAS MÚLTIPLES

El menú de pruebas de 35 parámetros incluyen química, electrolitos y sangre

# MODO DE USO



# Pointcare V3 REAGENT DISC DETAIL



	Health Checking Profile	Health Checking Plus Profile	Triple tests Profile (3) **	Preanesthetic Panel	Preanesthetic Panel Plus	Liver&Kidney Profile	Liver Profile	Kidney Profile	Electrolytes	Critical Care Panel	Ammonia Test Profile	Avian&Reptile Panel	Large Animal Diagnostics	Diabetes Panel	Pancreatitis Profile	Equine Profile	Blood Gas Profile
TP	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●			
ALB	●	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●			
GLO*	●	●		●		●	●				●	●	●	●			
A/G*	●	●		●		●	●				●	●	●	●			
TBIL	●	●	●			●	●										●
DBIL								●									
IBIL*								●									
ALT	●	●	●	●	●	●	●		●								
AST					●	●	●				●	●					●
GGT						●	●					●					●
ALP	●	●	●	●	●		●					●					●
TBA											●						
CK	●		●		●						●	●					●
LDH					●												
AMY	●	●	●												●		
LPS															●		
TG		●	●										●				
CHOL	●	●	●										●				
GLU	●	●	●	●	●	●			●		●		●	●	●	●	●
FRU												●					
CRE	●	●	●	●	●	●		●	●							●	●
BUN	●	●	●	●	●	●		●	●			●				●	●
BUN/CRE*	●	●		●	●	●		●	●							●	●
UA											●						
tCO <sub>2</sub>								●	●	●						●	●
Ca	●	●	●					●	●		●	●		●	●	●	●
P	●	●	●					●	●		●	●					
K <sup>+</sup>		●						●	●	●	●				●	●	
Na <sup>+</sup>		●						●	●		●				●	●	
Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> **		●						●	●		●				●	●	
Cl <sup>-</sup>								●	●		●						●
Mg								●				●					
NH <sub>3</sub>										●							
LAC																	●
pH																	●

\*Calculated test value  
\*\*Select three analytes from 14 test analytes for reporting

# BIOGENETS LLC

Para más información comunícate con nuestro equipo.

[info@biogenets.com](mailto:info@biogenets.com)

+1 305 517 7707

[biogenets.com](http://biogenets.com)

